

User Manual

DEALER: This manual MUST be given to the user of the product.


USER: BEFORE using this product, read this manual and save for future reference.



Yes, you can.®

Raised Toilet Seat

MODEL	DESCRIPTION
I300RTS	Raised Toilet Seat
I301RTS	Raised Toilet Seat with Adjustment Knob
I302RTS	Raised Toilet Seat with Adjustment Knob and Arms



FRC Manuel d'utilisateur page 5

I General

I.1 Symbols

Signal words are used in this manual and apply to hazards or unsafe practices which could result in personal injury or property damage. See the information below for definitions of the signal words.



WARNING

Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



IMPORTANT

Indicates a hazardous situation that could result in damage to property if it is not avoided.



Gives useful tips, recommendations and information for efficient, trouble-free use.

2 Safety



Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/ dealer for further instruction.

2.1 Weight Limitation



WARNING

ALWAYS observe the weight limit on the labeling of your Raised Toilet Seat. Check that all labels are present and legible. Replace if necessary.

The weight limitation of the I300RTS, I301RTS and I302 RTS Raised Toilet Seat is 300 pounds (137 kg).

Part No I167433

I

Raised Toilet Seat

2.2 General Warnings



WARNING

DO NOT USE THIS PRODUCT OR ANY AVAILABLE OPTIONAL EQUIPMENT WITHOUT FIRST COMPLETELY READING AND UNDERSTANDING THESE INSTRUCTIONS AND ANY ADDITIONAL INSTRUCTIONAL MATERIAL SUCH AS OWNER'S MANUALS, SERVICE MANUALS OR INSTRUCTION SHEETS SUPPLIED WITH THIS PRODUCT OR OPTIONAL EQUIPMENT. IF YOU ARE UNABLE TO UNDERSTAND THE WARNINGS, CAUTIONS OR INSTRUCTIONS, CONTACT A HEALTHCARE PROFESSIONAL, DEALER OR TECHNICAL PERSONNEL BEFORE ATTEMPTING TO USE THIS EQUIPMENT - OTHERWISE, INJURY OR DAMAGE MAY OCCUR.



ACCESSORIES WARNING

Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.



WARNING

ALWAYS make sure that the Raised Toilet Seat is securely in place and stable before each use. Although the Raised Toilet Seat is designed for use on most popular toilets, it may not work on certain unusual or artistic bowls.

Be sure that the user's weight is centered on the Raised Toilet Seat as the seat may tip if the user leans too far forward or from side to side.

Invacare recommends the use of a toilet safety frame or grab bars in addition to the Raised Toilet Seat.

3 Removing/Installing the Raised Toilet Seat



For this section, refer to FIGURE 1 on page 3.

To remove the Raised Toilet Seat, reverse this procedure.

The existing toilet seat and lid can be flipped up or removed depending upon the amount of usage.

Perform one of the following procedures depending on the Raised Toilet Seat type:

Model I300RTS - Raised Toilet Seat

1. Put the Raised Toilet Seat in place on the toilet bowl with the tall end of the seat towards the back of the toilet bowl. Refer to DETAIL "A".
2. Properly seat the inner ring inside the toilet bowl.
3. Check the stability of the Raised Toilet Seat. Realign and/or adjust as necessary.

Model I301RTS - Raised Toilet Seat with Adjustment Knob

1. Put the rear wings of the Raised Toilet Seat in place underneath the 1-3/4 inch toilet lip at the back of the toilet bowl.
2. Rotate the Raised Toilet Seat down until the front of the seat rests on the toilet bowl.
3. If necessary, rotate the adjustment knob counterclockwise until the bracket fits inside the toilet bowl.
4. Turn the adjustment knob clockwise to tighten the bracket against the inner surface of the toilet bowl.
5. Check the stability of the Raised Toilet Seat. Realign and/or adjust as necessary.

Model I302RTS - Raised Toilet Seat with Adjustment Knob and Arms

1. Remove the plastic from the arms.
2. Install the arms onto the Raised Toilet Seat.
 - A. Depress both snap buttons on the arm and insert the arm into the mounting tubes.
 - B. Slide the snap buttons to the appropriate holes in the mounting tubes.
- i** There will be an audible “click”. Ensure the snap buttons fully protrude through the holes in the mounting tubes.
3. Repeat STEP 2 to install the opposite arm onto the Raised Toilet Seat.
4. Put the rear wings of the Raised Toilet Seat in place underneath the 1-3/4 inch toilet lip at the back of the toilet bowl.
5. Rotate the Raised Toilet Seat down until the front of the seat rests on the toilet bowl. If necessary, rotate the adjustment knob counterclockwise until the bracket fits inside the toilet bowl.
6. Turn the adjustment knob clockwise to tighten the bracket against the inner surface of the toilet bowl.




FIGURE I Removing/Installing the Raised Toilet Seat

4 Care and Maintenance

- i** DO NOT use an abrasive detergent, cleaner or cloth to clean or dry the Raised Toilet Seat.
1. Regular cleaning of the Raised Toilet Seat is recommended. Wipe all surfaces with a damp cloth and allow all surfaces to dry before use.
2. Regular inspection of parts for deformation, corrosion, breakage, wear or compression is recommended. Replace the Raised Toilet Seat if any of these conditions exist.

Part No I167433

3

Raised Toilet Seat

5 Limited Warranty

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state. Invacare warrants all this product to be free from defects in materials and workmanship for three years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option, with refurbished or new parts. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Product repairs shall not extend this warranty - coverage for repaired product shall end when this limited warranty terminates. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back cover. Provide dealer's name, address, model number, the date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. DO NOT return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IT SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESSED WARRANTY PROVIDED HEREIN AND THE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

Manuel d'utilisateur

DISTRIBUTEUR: Ce manuel DOIT être remis à l'utilisateur du produit.




UTILISATEUR: AVANT d'utiliser ce produit, lisez ce manuel, puis conservez-le pour consultation future.

Yes, you can.

Siège de Toilette Surélevé

MODEL	DESCRIPTION
I300RTS	Siège de Toilette Surélevé
I301RTS	Siège de Toilette Surélevé avec le bouton d'ajustement
I302RTS	Siège de Toilette Surélevé avec le bouton d'ajustement et bras



I Général

I.1 Pictogrammes

On emploie des mots-clés dans ce manuel; ils s'appliquent aux risques ou aux pratiques dangereuses qui représentent des risques de blessures graves ou de dommages matériels. Voyez les informations ci-dessous pour la définition des mots-clés.



AVERTISSEMENT

Avertissement indique l'éventualité d'une situation dangereuse qui pourrait causer des blessures graves ou mortelles si elle n'est pas évitée.



IMPORTANT

Indique une situation dangereuse qui pourrait causer des dommages matériels si elle n'est pas évitée.



Offre des conseils, des recommandations et des informations utiles pour assurer un fonctionnement optimal.

2 Sécurité



Vérifier TOUTES les pièces pour s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées durant le transport. Le cas échéant, NE PAS utiliser. Contacter le transporteur/fournisseur pour plus d'instructions.

2.1 Limitation de poids



AVERTISSEMENT

Observez TOUJOURS la limite de poids sur marquer de votre siège augmenté de toilette. Vérifiez que toutes les étiquettes sont présentes et lisibles. Remplacez au besoin.

La limitation de poids du siège de toilette surélevé est de 300 livres (137 kilogrammes).

2.2 Directives générales



AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS ce produit ou tout autre équipement offert en option sans avoir, au préalable, entièrement lu et compris ces instructions et tout autre document comme le manuel de l'utilisateur, le manuel d'entretien ou les feuillets d'instructions fournis avec ce produit ou avec l'équipement en option. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les mises en garde et les instructions, communiquez avec un professionnel de la santé, un détaillant ou un technicien qualifié avant de tenter d'utiliser cet équipement pour éviter tout risque de blessures ou de dommages.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ACCESSOIRES

Les produits Invacare sont spécialement conçus et fabriqués pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été mis à l'essai par Invacare et leur utilisation n'est pas recommandée avec les produits Invacare. N'utilisez pas les panneaux de tête ou de pied de lit provenant des autres fabricants.



AVERTISSEMENT

Toujours vérifier si le siège de toilette surélevé est bien fixé en place avant de l'utiliser. Même si ce siège est conçu pour la plupart des modèles de toilettes, il est possible qu'il ne convienne pas aux modèles artisanaux ou non standard. S'assurer de la stabilité et de la faisabilité avant l'installation. N'employez pas s'instable. Assurez-vous de bien centrer votre poids sur le siège de toilette surélevé, car il pourrait basculer si vous vous penchez trop vers l'avant ou sur un ou l'autre des côtés. Invacare recommande d'utiliser un cadre d'appui sécuritaire pour la toilette ou une barre murale en plus du siège surélevé.

3 Enlever/Installer Le Siège De Toilette Surélevé



Pour cette section, référez-vous au FIGURE 1 à la page 7.

Pour enlever le siège de toilette surélevé, renversez ce procédé.

Le siège et le couvercle existants de toilette peuvent être renversés vers le haut ou dépendre enlevé de la quantité d'utilisation.

Exécutez un du suivant selon le type augmenté de siège de toilette:

Modèle I300RTS - Siège de Toilette Surélevé

1. Mettez le siège augmenté de toilette en place sur la cuvette de toilette avec l'extrémité grande du siège augmenté de toilette vers le dos de la cuvette de toilette (DÉTAIL "A").
2. Posez correctement l'anneau intérieur à l'intérieur de de la cuvette de toilette.
3. Vérifiez la stabilité du siège augmenté de toilette. Réalignez et/ou ajustez selon les besoins.

Modèle I301RTS - Siège de Toilette Surélevé avec le bouton d'ajustement

1. Mettez les ailes arriere du siège de toilette surélevé en place sous la levre de toilette de pouce 1-3/4 au fond de la cuvette de toilette.
2. Tournez le siège de toilette surélevé vers le bas jusqu'à l'avant de lui se repose sur la cuvette de toilette. Au besoin, tournez le bouton d'ajustement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'aux ajustements de parenthese à l'intérieur de la cuvette de toilette.
3. Tournez le bouton d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la parenthese contre la surface interieure de la cuvette de toilette.
4. Verifiez la stabilite du siège de toilette surélevé. Realignez et/ou ajustez selon les besoins.

Modèle I302RTS - Siège de Toilette Surélevé avec le bouton d'ajustement et bras

1. Retirez le plastique des bras.

2. Installez les bras sur le siège de toilette surélevé.
 - A. Enfoncez les deux boutons-pression sur le bras, puis insérez le bras dans les tubes de montage.
 - B. Faites glisser les boutons-pression dans les orifices appropriés des tubes de montage.
- i** Vous entendrez un « clic ». Assurez-vous que les boutons-pression ressortent complètement des orifices dans les tubes de montage.
3. Répétez l'ÉTAPE 2 pour installer l'autre bras sur le siège de toilette surélevé.
 4. Mettez les ailes arrière du siège de toilette surélevé en place sous la levre de toilette de pouce 1-3/4 au fond de la cuvette de toilette.
 5. Tournez le siège de toilette surélevé vers le bas jusqu'à l'avant de lui se repose sur la cuvette de toilette. Au besoin, tournez le bouton d'ajustement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'aux ajustements de parenthèse à l'intérieur de la cuvette de toilette.
 6. Tournez le bouton d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la parenthèse contre la surface intérieure de la cuvette de toilette.
 7. Vérifiez la stabilité du siège de toilette surélevé. Réalignez et/ou ajustez selon les besoins.




FIGURE 1 Enlever/Installer Le Siège De Toilette Surélevé

4 Soins et entretien

- i** NE PAS employer de détergent, de nettoyant ou de chiffon abrasifs pour nettoyer ou sécher le siège de toilette surélevé.
1. Il est recommandé de nettoyer régulièrement le siège de toilette surélevé. Essuyez toutes les surfaces à l'aide d'un chiffon humide et laissez-les sécher avant utilisation.
 2. Il est recommandé d'examiner les pièces pour s'assurer qu'elles ne sont pas déformées, corrodées, cassées, usées ou comprimées. Remplacez le siège de toilette surélevé si l'une de ces conditions existe.

Part No 1167433

7

Siège de Toilette Surélevé

5 Garantie limitée

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et d'autres droits variant d'un état à l'autre peuvent s'y rajouter.

INVACARE garantit l'ensemble de ce produit contre tout vice de fabrication ou défaut du matériel pendant une période de trois ans pour l'acheteur initial. Si, durant cette période, ledit produit devait être reconnu défectueux, il serait réparé ou remplacé, à la discrétion d'INVACARE, par des pièces réusinées ou neuves. Cette garantie ne s'applique pas à la main-d'oeuvre ou aux frais d'expédition encourus pour le remplacement de pièces ou la réparation dudit produit. Les réparations du produit ne prolongent pas cette garantie - la couverture du produit réparé cessera en même temps que cette garantie limitée. La seule obligation d'Invacare et votre recours exclusif en vertu de cette garantie se limite auxdites réparations et/ou auxdits remplacements.

Pour le service de garantie, veuillez contacter le concessionnaire où vous avez acheté votre produit Invacare. Si vous n'êtes pas satisfait du service, veuillez écrire directement à Invacare, à l'adresse inscrite sur la couverture arrière. Fournissez le nom du concessionnaire, le numéro du modèle, la date d'achat, la nature du défaut, et le numéro de série, s'il y a lieu.

Invacare émettra une autorisation de retour. Les pièces ou l'appareil défectueux doivent être retournés pour inspection de garantie en indiquant le numéro de série pour les identifier s'il y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour. NE PAS retourner les produits à l'usine avant d'avoir obtenu notre consentement au préalable. Les envois payables sur réception seront refusés; veuillez prépayer les frais d'envoi. LIMITATIONS ET EXCLUSIONS : LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES PROVENANT D'UNE USURE NORMALE OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. EN OUTRE, LA GARANTIE CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS COMPORTANT UN NUMÉRO DE SÉRIE SI LEDIT NUMÉRO A ÉTÉ EFFACÉ OU MODIFIÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INCORRECTEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT EXPRESSE D'INVACARE, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA MODIFICATION PAR L'EMPLOI DE PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, LES PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS EFFECTUÉES SUR TOUT COMPOSANT SANS L'APPROBATION SPÉCIFIQUE D'INVACARE, LES PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, LES PRODUITS RÉPARÉS PAR TOUTE AUTRE PERSONNE QU'UN CONCESSIONNAIRE INVACARE ET LADITE ÉVALUATION SERA EFFECTUÉE UNIQUEMENT PAR INVACARE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES, S'IL Y A LIEU, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'AJUSTEMENT À UN BUT PARTICULIER. ELLE NE SE PROLONGERA PAS AU-DELÀ DE LA PRÉSENTE GARANTIE ET LE RECOURS POUR VIOLATION DE QUELCONQUE GARANTIE IMPLICITE SE LIMITERA À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES. INVACARE NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT ACCESSOIRE OU INDIRECT. CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS/PROVINCES.



Invacare Corporation

www.invacare.com

USA and Canada

One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900
Technical Services
800-832-4707

© 2010 Invacare Corporation. All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

Part No 1167433

Rev A - 04/10



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>